

ウエスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、Elisa用 抗Abcg1

ウサギポリクローナル抗体 - P45844

商品番号: CM0030897



前書き

ヒトABCG1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプル中のABCG1を検出し、コレステロール/リン脂質流出研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCG1 ウサギ pAb
備考/別名	ABC8; WHITE1; ABCG1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9619
免疫原	ヒトABCG1 (NP_004906.3) のアミノ酸6-120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45844
タンパク質分子量	76kDa
発送	保冷バッグ