


Wb、If/Icc、Elisa用抗Abcg2ポリクローナル抗体 - Q9Unq0

商品番号: CM0029398



前書き

CamelBioはヒトABCG2（BCRP）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体を提供しており、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。この72 kDaの多剤輸送体は薬剤耐性と代謝物排出に重要な役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCG2 ウサギ pAb
別名	MRX; MXR; ABCP; BCRP; BMDP; MXR1; ABC15; BCRP1; CD338; GOUT1; MXR-1; CDw338; CDw388; UAQTL1; EST157481; ABCG2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9429
遺伝子ID	9429
免疫原	ヒトABCG2 (NP_004818.2) のアミノ酸100～200番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UNQ0
タンパク質分子量	72kDa
発送方法	アイスパック