


Wb、Elisa用 抗Abcg2 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Unq0

商品番号: CM0003790



前書き

ヒトABCG2トランスポーターを標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みです。多剤耐性、ABCトランスポーター機能、がんバイオマーカー発現の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCG2 ウサギ mAb
備考/別名	MRX; MXR; ABCP; BCRP; BMDP; MXR1; ABC15; BCRP1; CD338; GOUT1; MXR-1; CDw338; CDw388; UAQTL1; EST157481; ABCG2
種	ヒト
遺伝子ID	9429
免疫原	合成ペプチド、ヒトABCG2 (Q9UNQ0) のアミノ酸100-200に対応する配列
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UNQ0
タンパク質分子量	72kDa
発送	保冷バッグ