


Wb、If-P、Elisa用抗Abcg2ウサギモノクローナル抗体 - Q9Unq0

商品番号: CM0004758



前書き

ヒト、マウスにおいてWB、IF-P、ELISAで検証済みの高品質抗ABCG2ウサギモノクローナル抗体（Q9UNQ0）。薬剤耐性、尿酸輸送、幹細胞生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCG2 ウサギmAb
備考/別名	MRX; MXR; ABCP; BCRP; BMDP; MXR1; ABC15; BCRP1; CD338; GOUT1; MXR-1; CDw338; CDw388; UAQTL1; EST157481
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9429
GeneID	9429
免疫原	合成ペプチド ヒトABCG2 (NP_004818.2) のアミノ酸101~200番目の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
応用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UNQ0
タンパク質分子量	68kDa/72kDa
配送	保冷剤