


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Abcg8 ウサギポリクローナル抗体 - Q9H221

商品番号: CM0019794



前書き

ヒトおよびラットにおけるWB、IF/ICC、ELISA用に
 検証済みの抗ABCG8ウサギポリクローナル抗体。食事
 性コレステロール吸収および胆汁排泄に関与する主要
 なステロール輸送体であるステロリン-
 2を標的とします。体外診断研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCG8 ウサギ pAb
備考/別名	GBD4; STSL; STSL1; ABCG8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64241
遺伝子ID	64241
免疫原	ヒトABCG8 (NP_071882.1) のアミノ酸1-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9H221
タンパク質分子量	76kDa
配送	保冷バッグ