

抗Abf3ウサギポリクローナル抗体（シロイヌナズナ） - Wb、Elisa - Abf3

商品番号: CM0023729

前書き

シロイヌナズナABF3（アブシジン酸応答要素結合因子3）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みです。組換え免疫原はアミノ酸260～360番をカバーしています。植物のストレスシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABF3 ウサギpAb
備考・別名	abscisic acid responsive elements-binding factor 3; AtABF3; DC3 PROMOTER-BINDING FACTOR 5; DPBF5; F17I5.200; ABF3
由来種	シロイヌナズナ（Arabidopsis thaliana）
遺伝子ID	829547
免疫原	シロイヌナズナABF3（NP_567949.1）のアミノ酸260～360番を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ（Arabidopsis thaliana）
発送方法	保冷剤