

Wb、If/Icc、Elisa用抗Abhd4ウサギポリクローナル抗体 - Q8Tb40

商品番号: CM0018988

前書き

ヒトABHD4 (α/βヒドロラーゼドメイン含有タンパク質4) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。マウスおよびラットとも交差反応します。N-アシルホスファチジルエタノールアミンリパーゼおよびエンドカンナビノイド生合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABHD4 ウサギpAb
備考／別名	ABH4; ABHD4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	63874
免疫原	ヒトABHD4 (NP_071343.2) のアミノ酸223～342に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TB40
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ