

Anti-Abhd6 Rabbit Mab For Wb, If-F, Ihc-P, Elisa - Q8R2Y0

商品番号: CM0011305

前書き

KO検証済みの組換え、Abhd6ラビットモノクローナル抗体（WB、IF-F、IHC-P、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットのABHD6を検出します。脂質代謝およびエンドカンナビノイドシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] Abhd6 Rabbit mAb
備考/別名	AA673485; AV065425; 0610041D24Rik; ABHD6
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	57406
遺伝子ID	66082
免疫原	組換えタンパク質：マウスAbhd6（NP_001317993.1）のアミノ酸119-315に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-F, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8R2Y0
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスバッグ