


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Abi1ポリクローナル抗体 - Q8Izp0

商品番号: CM0021121



前書き

ヒトABI1 (Abi-1、E3B1) を標的とする、WB、IHC-P、ELISA用アフィニティ精製ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける内在性ABI1を検出します。細胞シグナル伝達、細胞骨格ダイナミクス、神経発達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABI1 Rabbit pAb
備考/別名	E3B1; ABI-1; ABLBP4; NAP1BP; SSH3BP; SSH3BP1; ABI1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10006
免疫原	ヒトABI1 (NP_001012770) のアミノ酸180-230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IZP0
タンパク質分子量	55kDa
配送	氷袋