

WbおよびElisa用 Anti-Abi4 ウサギポリクローナル抗体 - A0Mes8

商品番号: CM0019171

前書き

シロイヌナズナ (*Arabidopsis thaliana*) のABI4を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ABI4は、ABAシグナル伝達、ストレス応答、および発生に参与するエチレン応答性転写因子です。WBおよびELISAで検証済みで、植物生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABI4 ウサギ pAb
備考/別名	ABA INSENSITIVE 4; ABSCISIC ACID-INSENSITIVE PROTEIN 4; ATAB14; GIN6; GLUCOSE INSENSITIVE 6; IMPAIRED SUCROSE INDUCTION 3; ISI3; SALOBRENO 5; SAN5; SIS5; SUCROSE UNCOUPLED 6; SUGAR-INSENSITIVE 5; SUN6; T7M7.16; ABI4
種	シロイヌナズナ (<i>Arabidopsis thaliana</i>)
GeneID (ヒト)	64116
GeneID	818614
免疫原	シロイヌナズナ ABI4 (NP_181551.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ (<i>Arabidopsis thaliana</i>)
SWISS	A0MES8
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ