

Wb、Elisa用 抗Ablim2 ウサギポリクローナル抗体 - Q6H8Q1

商品番号: CM0021795



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISA用に検証済みの高品質な抗ABLIM2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。骨格筋研究およびアクチン結合LIMタンパク質2の検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABLIM2 ウサギ pAb
備考/別名	ABLIM2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84448
GeneID	84448
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q6H8Q1
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷バッグ