


WbおよびElisa用Anti-Ablim3ポリクローナル抗体 - O94929

商品番号: CM0020395



前書き

ヒトABLIM3（アクチン結合LIM足場タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。用途：WB、ELISA。マウス、ラットと交差反応します。心臓および脳研究に最適です。CamelBio提供。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABLIM3 Rabbit pAb
備考/エイリアス	HMFN1661; ABLIM3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22885
遺伝子ID	22885
免疫原	ヒトABLIM3 (NP_001287957.1) のアミノ酸350-520に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	O94929
タンパク質分子量	78kDa
配送	アイスバッグ