

抗Abtb1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - Q969K4

商品番号: CM0024472

前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質抗ABTB1ウサギポリクローナル抗体で、マウスおよびラットと交差反応性を示します。PTENの増殖抑制シグナル伝達や発生過程の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABTB1 ウサギ pAb
備考/別名	BPOZ; BTB3; BTBD21; EF1ABP; PP2259; ABTB1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	80325
GeneID	80325
免疫原	ヒトABTB1（NP_742024.1）のアミノ酸1～140番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q969K4
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷剤