

Wb、Elisa用 Anti-Acaa1 ポリクローナル抗体 - P09110

商品番号: CM0022197



前書き

ヒトACAA1（3-ケトアシル-CoAチオラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性あり。ペルオキシソーム脂肪酸ベータ酸化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACAA1 ウサギ pAb
備考/別名	ACAA; THIO; PTHIO; Lnc-Myd88; ACAA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	30
GeneID	30
免疫原	ヒトACAA1 (NP_001598.1) のアミノ酸210-310に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P09110
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ