

Anti-Acaa1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P09110

商品番号: CM0026955



前書き

ACAA1 Rabbit

pAb、WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットのペルオキシソーム3-ケトアシル-

CoAチオラーゼを標的とします。脂肪酸代謝およびペルオキシソームβ酸化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACAA1 Rabbit pAb
備考/別名	ACAA; THIO; PTHIO; Lnc-Myd88; ACAA1
種	ヒト (Human)
GeneID	30
免疫原	ヒトACAA1 (NP_001598.1) のアミノ酸27-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト (Human), ラット (Rat)
SWISS	P09110
タンパク質分子量	44kDa
配送	氷袋