


Wb、If/Icc、Elisa用抗Acaa2ウサギモノクローナル抗体 - P42765

商品番号: CM0002187



前書き

ヒトACAA2（3-
ケトアシルCoAチオラーゼ）を標的とする高品質ウサ
ギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAで
の使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応
します。脂肪酸代謝やミトコンドリア研究に最適です
。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACAA2 ウサギmAb
備考/別名	DSAEC; ACAA2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10449
遺伝子ID	10449
免疫原	合成ペプチド ヒトACAA2（P42765）のアミノ酸298～397番領域の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42765
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	保冷剤