


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Acaa2 ウサギ モノクローナル抗体 - P42765

商品番号: CM0010364



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用にバリデート済みのウサギモノクローナルACAA2抗体。ヒト、マウス、ラットの3-
ケトアシル-

CoAチオラーゼ（42kDa）を検出します。これはミト
コンドリア脂肪酸β酸化酵素です。体外診断（IVD）
および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACAA2 ウサギ mAb
備考/別名	DSAEC
種	ヒト
遺伝子ID	10449
免疫原	ヒトACAA2（NP_006102.2）のアミノ酸17-271に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42765
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷剤（アイスバッグ）