


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Acaa2ウサギポリクローナル抗体 - P42765

商品番号: CM0021020



前書き

ヒトACAA2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの有効性が確認されています。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリアβ酸化および脂肪酸代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACAA2 ウサギpAb
備考／別名	DSAEC ; ACAA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10449
GeneID	10449
免疫原	ヒトACAA2のアミノ酸1～250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_006102.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42765
タンパク質分子量	42kDa
輸送	保冷バッグ