


Ihc-PおよびElisa用抗Acac1/Acc1ポリクローナル抗体 - Q13085

商品番号: CM0022721



前書き

IHC-

PおよびELISAでバリデーション済みのヒトACAC1（ACC1）に対するウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。脂肪酸生合成および代謝研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACAC1ウサギpAb
備考/別名	ACC; ACAC; ACCL; ACCA; Acac1; hACCL; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha; acetyl-ACCL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	31
遺伝子ID	31
免疫原	ヒトACAC1 (NP_942133.1) のアミノ酸1〜75に相当する配列を含む組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13085
タンパク質分子量	266kDa
輸送	保冷バッグ