


Wb・Elisa用抗Acad11ウサギポリクローナル抗体 - Q709F0

商品番号: CM0013012



前書き

ヒトACAD11を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。中枢神経系の脂肪酸β酸化に関与する約87 kDaのタンパク質を検出し、代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ACAD11 Rabbit pAb
別名	ACAD-11; ACAD11
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84129
免疫原	ヒトACAD11 (NP_115545.3) のアミノ酸1〜230番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q709F0
タンパク質分子量	87kDa
発送	氷袋