

Anti-Acad8ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Z0M6

商品番号: CM0019228

前書き

WBおよびELISAアプリケーション用に設計された、ACAD8（IBDH/ARC42）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。白血球の接着および移動の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACAD8 Rabbit pAb
備考/別名	IBDH; ARC42; ACAD-8; ACAD8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27034
GeneID	27034
免疫原	ヒトACAD8 (NP_055199.1) のアミノ酸24-415に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9Z0M6
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋