

Anti-Acad8 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uku7

商品番号: CM0004728

前書き

ヒトACAD8（イソブチリルCoAデヒドロゲナーゼ）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み；マウスおよびラットと交差反応します。バリン異化と代謝疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACAD8 Rabbit mAb
備考/別名	IBDH; ARC42; ACAD-8
種	ヒト
GeneID	27034
免疫原	ヒトACAD8 (NP_055199.1) のアミノ酸24-415に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKU7
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋