

WbおよびElisa用Anti-Acad9ウサギポリクローナル抗体 - Q9H845

商品番号: CM0026155



前書き

ヒトACAD9を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。モンドリアル複合体Iの組み立ておよび脂肪酸酸化の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACAD9 Rabbit pAb
備考/別名	NPD002; MC1DN20; ACAD9
種	ヒト
遺伝子ID	28976 (Human)
免疫原	ヒトACAD9 (NP_054768.2) のアミノ酸1-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H845
タンパク質分子量	69kDa
配送	アイスバッグ