


抗Acadlウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P28330

商品番号: CM0016571



前書き

ヒトACADL（LCAD）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みで、マウス、ラットと交差反応性を示します。ミトコンドリア脂肪酸酸化研究に最適な製品です。免疫原：アミノ酸31～210番を覆う組換え融合タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACADL ウサギ pAb
備考/別名	LCAD; ACAD4; ACADL
種	ヒト
GeneID（ヒト）	33
GeneID	33
免疫原	ヒトACADL（NP_001599.1）のアミノ酸31～210番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28330
タンパク質分子量	48kDa
配送方法	氷袋