

## Wb、If/Icc、Elisa用抗Acadm（Mcad）ウサギポリクローナル抗体 - P11310

商品番号: CM0018780



### 前書き

ヒトACADM（MCADH）に対するアフィニティ精製ウサギポリクローナル抗体。組換えACADMタンパク質を抗原として作製。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。脂肪酸酸化およびミトコンドリア疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                  |
|------------|----------------------------------------------------|
| 製品名        | ACADMウサギpAb                                        |
| 備考／別名      | MCAD、ACAD1、MCADH                                   |
| 種          | ヒト                                                 |
| GeneID（ヒト） | 34                                                 |
| GeneID     | 34                                                 |
| 免疫原        | ヒトACADM（NP_000007.1）のアミノ酸1～220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                          |
| アプリケーション   | WB、IF/ICC、ELISA                                    |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                         |
| SWISS      | P11310                                             |
| タンパク質分子量   | 47kDa                                              |
| 配送         | 保冷剤                                                |