

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Acadm ウサギモノクローナル抗体 - P11310

商品番号: CM0009980



前書き

ヒトACADM（MCAD）タンパク質を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ミトコンドリア脂肪酸β酸化研究用です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。47kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACADM ウサギ mAb
備考/別名	MCAD; ACAD1; MCADH; ACADM
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	34
遺伝子ID	34
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11310
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ