


抗Acadsポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P16219

商品番号: CM0015136



前書き

ヒトACADS（短鎖特異的アシルCoA脱水素酵素）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ミトコンドリア脂肪酸ベータ酸化研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 製品名      | ACADS ウサギポリクローナル抗体                                  |
| 備考/別名    | SCAD; ACAD3; ACADS                                  |
| 種        | ヒト                                                  |
| 遺伝子ID    | 35                                                  |
| 免疫原      | ヒトACADSの1-260アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000008.1) |
| 由来       | ウサギ                                                 |
| カテゴリ     | ポリクローナル抗体                                           |
| アプリケーション | WB, IHC-P, ELISA                                    |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS    | P16219                                              |
| タンパク質重量  | 44kDa                                               |
| 配送       | アイスパック                                              |