


Anti-Acads Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - P16219

商品番号: CM0026764



前書き

ヒトACADS（SCAD）に対するウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応性を示します。WB、IP、ELISAで検証済みです。ミトコンドリア脂肪酸β酸化研究のために、短鎖アシルCoAデヒドロゲナーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACADS Rabbit pAb
備考/別名	SCAD; ACAD3; ACADS
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	35
遺伝子ID	35
免疫原	ヒトACADS (NP_000008.1) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16219
タンパク質分子量	44kDa
配送	氷袋