


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Acads / Scad ウサギモノクローナル抗体 - P16219

商品番号: CM0003257



前書き

ヒト短鎖特異的アシル-CoAデヒドロゲナーゼ（SCAD）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応。ミトコンドリア脂肪酸β酸化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACADS / SCAD ウサギ mAb
備考/別名	SCAD; ACAD3; ACADS / SCAD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	35
GeneID	35
免疫原	合成ペプチド（ヒトACADS/SCADのアミノ酸313-412、P16219）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16219
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ