


Anti-Acadsb ウサギポリクローナル抗体（Ihc-P、Elisa用） - P45954

商品番号: CM0016733



前書き

IHC-

PおよびELISAで検証済みのACADSBウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのACADSBを検出します。分岐鎖脂肪酸酸化およびL-イソロイシン代謝の研究に最適です。SWISS: P45954。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACADSB Rabbit pAb
備考/別名	ACAD7; SBCAD; 2-MEBCAD; ACADSB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	36
遺伝子ID	36
免疫原	ヒトACADSB (NP_001600.1) のアミノ酸133-432に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45954
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスパック