

Anti-Acadvlポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P49748

商品番号: CM0029947



前書き

ヒトACADVLをターゲットとするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性ACADVLを検出します。ミトコンドリア脂肪酸 β 酸化障害の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACADVL Rabbit pAb
備考/別名	ACAD6; LCACD; VLCAD; ACADVL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	37
GeneID	37
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトACADVL (NP_000009.1) のアミノ酸1-140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49748
タンパク質分子量	70kDa
配送	氷袋