

Anti-Acap2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q15057

商品番号: CM0015169



前書き

ヒトACAP2 (Arf-GAP with coiled-coil, ANK repeat and PH domain-containing protein

2) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。予測分子量は88 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACAP2 Rabbit pAb
備考/別名	CENTB2; CNT-B2; ACAP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23527
遺伝子ID	23527
免疫原	ヒトACAP2 (NP_036419.3) のアミノ酸50-160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15057
タンパク質分子量	88kDa
配送	氷袋