


抗Acat1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用途） - P24752

商品番号: CM0003587



前書き

ヒトACAT1に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびラットのサンプルと反応し、ベータ酸化やケトン体代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACAT1 ウサギmAb
備考/別名	T2; MAT; ACAT; THIL; ACAT1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	38
遺伝子ID	38
免疫原	ヒトACAT1 (P24752) のアミノ酸328~427領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P24752
タンパク質分子量	45kDa
発送方法	氷袋