


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Acat1ウサギモノクローナル抗体 - P24752

商品番号: CM0007642



前書き

脂肪酸β酸化およびケトン体代謝における重要なミトコンドリア酵素であるヒトACAT1を標的とした高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。代謝およびミトコンドリア研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACAT1 ウサギmAb
備考/別名	T2; MAT; ACAT; THIL; ACAT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	38
遺伝子ID	38
免疫原	ヒトACAT1 (NM_000019.4) のアミノ酸34-427に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24752
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ