


ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Acat1ウサギポリクローナル抗体 - P24752

商品番号: CM0030511



前書き

抗ACAT1ウサギポリクローナル抗体（P24752）は、ウエスタンブロットおよびELISAで検証されており、ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。脂肪酸 β 酸化およびケトン体代謝における重要な酵素であるミトコンドリアアセチルCoAアセチルトランスフェラーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACAT1 Rabbit pAb
備考/別名	T2, MAT, ACAT, THIL, ACAT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	38
遺伝子ID	38
免疫原	ヒトACAT1 (NP_000010.1) のアミノ酸1-145に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24752
タンパク質分子量	45kDa
輸送	アイスバッグ