


Anti-Acat1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P24752

商品番号: CM0014984



前書き

ヒトACAT1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。脂肪酸酸化およびケトン体代謝の研究で検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACAT1 ウサギ pAb
備考/別名	T2, MAT, ACAT, THIL, ACAT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	38
GeneID	38
免疫原	ヒトACAT1 (NP_000010.1) のアミノ酸1-145に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24752
タンパク質分子量	45 kDa
発送	保冷バッグ