


## Wb、Elisa用 抗Acat2ウサギモノクローナル抗体 - Q9Bwd1

商品番号: CM0003751



### 前書き

ヒトACAT2（アセチルCoAアセチルトランスフェラーゼ2）を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。コレステロール合成研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名        | ACAT2 ウサギ mAb                                       |
| 備考/別名      | ACAT2; アセチルCoAアセチルトランスフェラーゼ2                        |
| 種          | ヒト                                                  |
| 遺伝子ID (ヒト) | 39                                                  |
| 遺伝子ID      | 39                                                  |
| 免疫原        | 合成ペプチド ヒトACAT2 (Q9BWD1) のアミノ酸150-250に対応する配列の合成ペプチド。 |
| 由来         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                           |
| 適用         | WB、ELISA                                            |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS      | Q9BWD1                                              |
| タンパク質分子量   | 41kDa                                               |
| 発送         | 保冷バッグ                                               |