


## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Acat2 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9Bwd1

商品番号: CM0024945



### 前書き

ヒトACAT2を標的とするウサギポリクローナル抗体。  
WB、IHC-  
P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットを検出します。コレステロール生合成に参与する細胞質アセチル-CoAアセチルトランスフェラーゼ。体外診断用医薬品原薬供給および研究用。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                          |
|-------------|--------------------------------------------|
| 製品名         | ACAT2 ウサギ pAb                              |
| 備考/別名       | ACAT2                                      |
| 種           | ヒト                                         |
| GeneID (ヒト) | 39                                         |
| 免疫原         | ヒトACAT2 (NP_005882.2) のアミノ酸159-277内の合成ペプチド |
| 由来          | ウサギ                                        |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                  |
| 適用          | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                      |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                 |
| SWISS       | Q9BWD1                                     |
| タンパク質分子量    | 41kDa                                      |
| 発送          | 保冷バッグ                                      |