

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Acbd3ポリクローナル抗体 - Q9H3P7

商品番号: CM0021339



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの、ヒトACBD3 (GCP60)に対する高親和性ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。ゴルジ装置およびステロイド生合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACBD3 Rabbit pAb
備考/別名	PAP7, GCP60, GOCAP1, GOLPH1, ACBD3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64746
遺伝子ID	64746
免疫原	組換えタンパク質 ヒトACBD3 (NP_073572.2) のアミノ酸1-160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H3P7
タンパク質分子量	61kDa
配送	氷袋