

Anti-Acc1（Ko検証済み）ウサギポポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q5Swu9

商品番号: CM0031090

前書き

ACC1を標的とするウサギポポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。脂肪酸合成研究に不可欠です。ワンストップのIVD原材料パートナーであるCamelBioから供給されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] ACC1ウサギpAb
備考/別名	Acac; Acc1; Gm738; A530025K05Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	31
GeneID	107476
免疫原	ヒトACC1 (NP_579938.2) のアミノ酸2246-2345内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5SWU9
タンパク質分子量	265 kDa/270 kDa
配送	アイスバッグ