


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Acc1 ポリクローナル抗体 - Q13085

商品番号: CM0023193



前書き

WB、IHC-P、ELISA用に検証済みの高品質な抗ACC1ウサギポリクローナル抗体。脂肪酸合成の鍵酵素であるヒトアセチルCoAカルボキシラーゼ1を標的とし、代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ACC1 ウサギ pAb
備考/別名	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACCI; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
種	ヒト
GeneID	31
免疫原	ヒトACC1 (NP_942133.1) のアミノ酸1190-1340に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q13085
タンパク質分子量	266kDa
輸送	保冷バッグ