


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用Anti-Acc1ポリクローナル抗体 - Q13085

商品番号: CM0015586



前書き

ヒトACC1 (Acetyl-CoA carboxylase 1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットを検出します。脂肪酸生合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACC1 Rabbit pAb
備考/別名	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	31
免疫原	ヒトACC1 (NP_942133.1) のアミノ酸2266-2346に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13085
タンパク質分子量	266 kDa
配送	アイスバッグ