


WbおよびElisa用抗Acdウサギポリクローナル抗体 - Q96Ap0

商品番号: CM0017125



前書き

ヒトサンプルを用いたWBおよびELISAでバリデーション済みの抗ACDウサギポリクローナル抗体。テロメアの維持および保護に関与するシェルテリンタンパク質ACD（PIP1/PTOP/TPP1）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACDウサギpAb
備考／別名	PIP1; PTOP; TPP1; TINT1; ACD
種	ヒト
GeneID（ヒト）	65057
免疫原	ヒトACD（NP_001075955.1）のアミノ酸1～220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96AP0
タンパク質分子量	49 kDa
輸送	保冷バッグ