


抗Ace1ポリクローナル抗体 - P12821

商品番号: CM0028226



前書き

ヒトACE1（アンジオテンシン変換酵素）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISA用。マウスおよびラットと交差反応性あり。心血管および神経生物学研究に最適。タンパク質分子量：150kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ACE1 ウサギ pAb
備考/別名	DCP; ACE1; DCPI; CD143
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1636
免疫原	ヒトACE1（NP_000780.1）のアミノ酸554-758に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12821
タンパク質分子量	150kDa
発送	保冷バッグ