


## Anti-Ace1 ウサギモノクローナル抗体（Wb, If-P, Ihc-P, Elisa対応） - P12821

商品番号: CM0005417



### 前書き

WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済みの高品質なAnti-ACE1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットACE1（P12821）を検出。心血管、神経ペプチド、および造血幹細胞の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 仕様                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | ACE1 Rabbit mAb                                      |
| 備考/別名       | DCP; ACE1; DCP1; CD143                               |
| 種           | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 1636                                                 |
| GeneID      | 1636                                                 |
| 免疫原         | ヒトACE1（NP_000780.1）のアミノ酸30-1261に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                            |
| アプリケーション    | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                               |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS       | P12821                                               |
| タンパク質分子量    | 150 kDa                                              |
| 配送          | アイスパック                                               |