

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Ace2ウサギモノクローナル抗体 - Q9Byf1

商品番号: CM0010087



前書き

WB、IHC-P、IF-

P、ELISA用に検証済みのウサギモノクローナルACE2抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。92

kDaのアンジオテンシン変換酵素2（ACE2）を標的とし、これは心血管恒常性の主要な調節因子であり、SARS-CoV-2の受容体です。レニン-

アンジオテンシン系およびコロナウイルス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACE2 ウサギ mAb
備考/別名	ACEH; ACE2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	59272
GeneID	59272
免疫原	ヒトACE2（NP_068576.1）のアミノ酸18-740に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYF1
タンパク質分子量	92 kDa
輸送	保冷バッグ