

Anti-Ace2 Rabbit Polymab® For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Byf1

商品番号: CM0002738



前書き

CamelBioは、WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みのAnti-ACE2 Rabbit PolymAb® (Q9BYF1)を提供します。ヒト、マウス、ラットのACE2と反応し、レニン-アンジオテンシン系の重要な酵素であり、SARSコロナウイルスの受容体です。心血管および感染症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ACE2 Rabbit PolymAb®
備考/別名	ACEH
種	ヒト
GeneID	59272
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYF1
タンパク質分子量	53 kDa/92 kDa
配送	氷袋