

Wb、Elisa用 抗Acha4 ウサギモノクローナル抗体 - P43681

商品番号: CM0003872



前書き

ヒトACHA4
(CHRNA4)に対するウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプルにおける内因性ACHA4レベルを検出します。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACHA4 ウサギ mAb
備考/別名	EBN; BFNC; EBN1; NACHR; NACRA4; NACHRA4; ACHA4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1137
GeneID	1137
免疫原	ヒトACHA4 (P43681) のアミノ酸500-600に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43681
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷バッグ