

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Acheウサギポリクローナル抗体 - P22303

商品番号: CM0029485



前書き

ヒトアセチルコリンエステラーゼ（ACHE、P22303）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。膜結合型および可溶型を検出するためのC末端領域を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACHE ウサギ pAb
備考/別名	YT; ACEE; ARACHE; N-ACHE; ACHE
種	ヒト
GeneID (ヒト)	43
GeneID	43
免疫原	組換えタンパク質 ヒトACHE（NP_056646.1）のアミノ酸398-617に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22303
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷バッグ