


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Ackr3 ラビットポリクローナル抗体 - P25106

商品番号: CM0018301



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用 Anti-ACKR3

ラビットポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのACKR3 (CXCR7/RDC1) を検出します。これは、ケモカインレベルとMAPK経路を調節する非典型的なケモカイン受容体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACKR3 Rabbit pAb
備考/エイリアス	RDC1; CXCR7; RDC-1; CMKOR1; CXCR-7; CXCR-7; GPR159; ACKR3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57007
遺伝子ID	57007
免疫原	ヒトACKR3 (NP_064707.1) のアミノ酸150-250内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25106
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋